

D – Valeurs normales, critiques (patients) et de référence (contrôles) en hémostase

VALEURS NORMALES ET CRITIQUES

| TEST | VALEURS NORMALES | CRITIQUE* | LIMITE TECHNIQUE |
|-------------|--|--|-----------------------------|
| TP | 10.7 - 13.3 secondes | Voir RNI | >90.0 secondes |
| RNI | 0.90 - 1.20 2.00 – 3.00 (intervalle thérapeutique) | ≥ 5.00 | >10.12 |
| TTPA | 21.0 – 29.0 secondes 45.0 – 65.0 secondes (intervalle thérapeutique) | ≥ 100.0 secondes (sans anticoagulant) ≥ 150.0 secondes (avec anticoagulant) | >180.0 secondes |
| TT | 16.0 – 19.0 secondes | - | >150.0 secondes |
| FIBRINOGENÈ | 1.6 - 4.0 g/L | <1.0 g/L | <0.3 g/L et >9.0 g/L |
| D-DIMÈRES | < 500 µg/L | - | > 30 000 µg/L |
| PLAQUETTES | 130-400 x 10 ⁹ /L | < 20 ou > 1000 x 10 ⁹ /L | > 3000 x 10 ⁹ /L |

*Vérifier le caillot, reconstrôler et appeler MD

VALEURS DE RÉFÉRENCE POUR LES CONTRÔLES (Au bain)

| TEST | CITROL 1 Lot : 564892 Exp : 2026-10-29 | CITROL 2 Lot : 548540A Exp : 2026-09-10 |
|------|--|---|
| TP | | |
| TTPA | | |
| TT | 19,9 ± 3,6 secondes | 17,6 ± 1,8 secondes |

VALEURS DE RÉFÉRENCE POUR LES CONTRÔLES (CA-500 et BFT-II)

| TEST | CITROL 1 Lot : 564892 Exp : 2026-10-29 | CITROL 2 Lot : 548540A Exp : 2026-09-10 |
|------|--|---|
| TP | 11,3 ± 0,3 secondes | 33,8 ± 0,3 secondes |
| TTPA | 32,1 ± 6,3 secondes | 55,4 ± 7,8 secondes |
| TT | | |